

DERMATOSCOPES

Réf. ILU002

DERMATOSCOPE ILLUCO IDS 1100



ILLUCO





DERMATOSCOPE ILLUCO IDS 1100

Le **dermatoscope IDS 1100 d'Illuco** est conçu pour offrir aux professionnels de la santé une expérience d'examen optimale. Grâce à son bouton de basculement de polarisation, il simplifie le passage entre différents modes de polarisation, assurant ainsi une analyse complète et précise des conditions cutanées. Son bouton d'ajustement de la luminosité à 3 niveaux permet d'adapter l'éclairage en fonction des besoins, facilitant considérablement le diagnostic des lésions. La polarisation intégrée au dermatoscope est indispensable pour une analyse approfondie des affections cutanées, favorisant une détection précoce et une prise de décision éclairée. Le IDS 1100 est également doté d'une **molette de mise au point ajustable**, offrant une vue nette et détaillée de la lésion examinée, améliorant ainsi la précision et la clarté du processus de diagnostic. Sa plaque de contact minimise les perturbations visuelles et assure une pression et une distance constantes entre l'appareil et la peau, garantissant des résultats uniformes et fiables lors des examens.

Grâce à sa **technologie de polarisation croisée et parallèle**, l'IDS 1100 améliore la visibilité des structures cutanées, des textures et des variations de pigmentation, réduisant les reflets et offrant des images claires et précises pour un diagnostic plus précis. Son ouverture **spacieuse de 25 mm** permet de capturer des images complètes et d'évaluer de plus grandes zones d'intérêt sans avoir à effectuer d'ajustements constants. De plus, le dermatoscope IDS 1100 est compatible avec les appareils photo et les smartphones, permettant de capturer des images de haute qualité et de stocker facilement les dossiers des patients, assurant ainsi un processus d'examen bien documenté. Avec son grossissement exceptionnel x10, il offre une analyse approfondie des caractéristiques cutanées, permettant de détecter les moindres irrégularités et de fournir des évaluations précises. Enfin, le dermatoscope IDS 1100 bénéficie de **32 puissantes LED blanches** offrant un éclairage brillant et uniforme, mettant en évidence chaque détail et améliorant la capacité à identifier les moindres variations de pigmentation et de texture. Sa batterie lithium-ion rechargeable de 1150 mAh/3,7 V garantit une utilisation prolongée tout en maintenant une luminosité constante tout au long des examens.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Ajustement de la luminosité à trois niveaux
- ◆ Molette de mise au point ajustable pour une vue nette
- ◆ Plaque de contact pour une visualisation optimale
- ◆ Polarisation croisée et parallèle pour une meilleure visibilité
- ◆ 32 LED blanches pour un éclairage brillant et uniforme
- ◆ Ouverture de 25 mm pour un champ de vision élargi
- ◆ Compatible avec les appareils photo et les smartphones
- ◆ Grossissement 10x pour une analyse approfondie
- ◆ Batterie lithium-ion rechargeable de 1150 mAh/3,7 V
- ◆ Bouton de basculement de polarisation

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ◆ Plages de mesure : grossissement x10 | ◆ Humidité (fonc.) : 30-75 % HR | ◆ Alimentation : Batterie lithium |
| ◆ Dimensions (cm) : 13x6,5x3,3 | ◆ Pression : 86 ~ 106 kPa | ◆ Certifications : MDR 2017/745 |
| ◆ Poids : 190 g | ◆ Protection eau et poussière : N/A | ◆ Organisme notifié : / |
| ◆ Température (fonc.): 10°C - 35°C | | |

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Dénomination : Dermatoscope Illuco IDS 1100

Destination : Observation de la peau dans le cadre de consultations dermatologiques

Fabricant : Illuco

Instructions : lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage

Consignes de prudence : en cas de doute, consulter un professionnel de santé

Classe : I

Mise à jour de cette fiche : 17/06/2024

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL
DEPUIS PLUS DE 35 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@frafito.net

655 Chemin du Roguez
Parc d'activités Roguez Village - Bât E
06670 Castagniers, France