

Dongguan Tondaus Meditech Co., Ltd.

Add: 3rd Floor, No.27, Rd.Guantai, Chiling Community, Houjie Town, Dongguan,

Spécifications de production

La page 1 of 2

Numéro de l'oeuvre.	TR03
Nom du produit	Marqueur cutane chirurgical
Description du produit	Couleur: encre violette, corps de stylo blanc Pointe de stylo: 1.0mm Avec une règle Stérilisation par rayons gamma Détails d'emballage: emballage individuel de sac de blister, 100pcs /boîte, 800pcs/ CTN Ce produit doit être stocké dans un endroit frais, aéré et sec, à l'abri du contact avec l'eau, la lumière directe du soleil, les températures extrêmes ou l'humidité, et protégé contre le contact avec les gaz corrosifs. Température: $\leq 40^{\circ}\text{C}$, humidité: 30 ~ 80%, faites attention à la protection contre les rats, les insectes et évitez d'endommager l'emballage.
Utilisation prévue	Pour le marquage de logos de localisation sur la peau humaine en chirurgie générale, chirurgie intestinale, orthopédie, chirurgie neurohormonale, chirurgie cardiovasculaire et radiothérapie.


Matières premières

Spécifications des matières premières	Marqueur cutane chirurgical	Couvercle / gaine / couvercle en PP, pointe / recharge en polyester, encre en violet de gentiane, règle en PVC
	Poche intérieure	Papier + PE matériel
	Boîte intérieure	Papier blanc
	Carton de transport	Panneau de fibres ondulées à double paroi Pesée: 600-700g/m ²


Spécifications du produit

Caractéristiques	Dimensions	Tolérance de qualité	Méthode d'essai
Dimensions du produit fini	Longueur=16.8cm	+/- 0.5cm	Mesure
	Largeur=0.9cm	+/- 0.1cm	Mesure

Description du système d'emballage

Emballage			
1 pièce / sac, 100 pièces/boîte, 800 pièces / carton, 44 x 34 x 31 cm			
Dimensions sur la boîte intermédiaire (cm)	 The diagram illustrates the packaging process. It starts with 'x 1pc' (one piece) represented by a single arrow pointing to a grey parallelogram labeled 'Poche intérieure' (inner pouch). This pouch then points via another arrow to a 3D box labeled 'Boîte interméd' (intermediate box), which is followed by 'x 100pcs' (100 pieces).		

L	W	H
21cm	16cm	14cm
Carton dimensions (cm)		
L	W	H
44	34	31



×800pcs

Photos

