

Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd

Adresse : 43 Zhang Jingxi New Road, Xibei, ville de Wuxi, province de Jiangsu, Chine, code postal : 214194

Téléphone: +86-510-83791818, fax: +86-510-83795188, site Web: www.medical-cn.com

Fiche technique - Dispositif Médical

Informations complétées en date du : 11/04/2023

Complété par : Ding Yanping

Informations administratives

Nom du fabricant	Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd		
Adresse complète	43 Zhang Jingxi New Road, Xibei, ville de Wuxi, province de Jiangsu, Chine, code postal : 214194	Tél.	+86-510-83791818
		Fax	+86-510-83795188
		e-mail	dingyanping@vip.163.com
		Site internet	www.medical-cn.com
		SRN	CN-MF-000002277
Nom du représentant dans la CEE	NL B.V.Lotus		
Adresse complète	Koningin Julianaplein 10,1e Verd, 2595AA, La Haye, Pays- Bas.	Tél.	+31645171879
		Fax	+31626669008
		e-mail	peter@lotusnl.com
		Site internet	
		SRN	NL-AR-000000121

Informations sur le dispositif

Dénomination commune	Tampon d'alcool
Dénomination commerciale	Tampon d'alcool isopropylique à 70 %
Référence catalogue	
IUD-ID de base	69486470ALCOHOLPADS94
Classe du DM	Classe I
Règlementation applicable	MDR
Numéro de l'organisme notifié (si applicable)	Na
Description du DM	Un tampon d'alcool saturé à 70 % d'isopropyle est utilisé pour désinfecter les surfaces cutanées intactes.
Caractéristiques techniques	Désinfection pour peau intacte, facile à transporter et facile à utiliser
Conditionnement/Emballage	100 pièces/boîte, 10 boîtes/grande boîte, 10 grandes boîtes/ctn
Composition du dispositif	Solution d'alcool isopropylique à 70 %, emballage non tissé et en aluminium
Réutilisable (Oui/Non)	Non
Méthode de nettoyage et désinfection (si réutilisable)	Na

Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd

Adresse : 43 Zhang Jingxi New Road, Xibei, ville de Wuxi, province de Jiangsu, Chine, code postal : 214194

Téléphone: +86-510-83791818, fax: +86-510-83795188, site Web: www.medical-cn.com

Températures min/max supportées	-10°C à +50°C
Poids net (g)	0.87± 0.15g
Dimensions LxlxH (mm)	50x50
Accessoires	Non
Domaine d'utilisation	Peau intacte
Indication d'utilisation	Déchirez le paquet, sortez les morceaux non tissés contenant le désinfectant avec l'index et le pouce, essuyez et désinfectez la peau qui doit être nettoyée 2 à 3 fois et laissez agir pendant 1 à 5 minutes pour obtenir l'effet désinfectant. Après utilisation, jetez dans la poubelle appropriée.
Procédé de stérilisation <i>(si DM fourni stérile)</i>	Na
Péremption <i>(si applicable)</i>	5 années
Méthode de destruction	Na
Conditions de stockage <i>(si applicable)</i>	stocké dans un environnement propre, sombre, non corrosif et bien ventilé avec une humidité relative ne dépassant pas 80 %
Température de stockage <i>(si applicable)</i>	-10°C à +50°C
Incompatibilité chimique	
Contre-indications	Allergique à la solution d'alcool isopropylique
Population cible	Toute la population
Autres informations	Ce produit est jetable et non stérile, doit être éliminé comme un déchet médical après utilisation. L'alcool est inflammable. Ne pas entrer en contact avec le feu ou une température élevée et faire attention à la protection électrostatique.